

<b>1.</b>	<b>Allgemeine Bedienhinweise</b>	
1.1	Erklärung Geräteselbsttest mit den angezeigten Parametern <i>Nach erfolgreichem Selbsttest bei geschlossener Tür 2x frei</i>	
1.2	Erklärung des Einlegens der Konserven <i>Siehe Piktogramm</i>	
1.3	Erklärung der Temperaturmessung <i>Temperaturfühler</i>	
1.4	Erklärung der Funktionsweise der Mischeinheit <i>Vor- und Zurückbewegung</i>	
1.5	Erklärung der Bedeutung der Wannen <i>Einlegen von Konserve und Schlauch gemäß Piktogramm</i>	
1.6	Hinweis auf Entfernen von Kondenswasser <i>Feuchte Konserven vor Einlegen trocknen</i>	
1.7	Hinweis auf Sitz der Wanne <i>formschlüssig in Antriebsplatte</i>	
1.8	Hinweis auf Reinigung der Wannen <i>Wanne entnehmbar, spülmaschinenfest</i>	

<b>2.</b>	<b>Behandlung von Störungen</b>	
2.1	Verhalten im Störfall <i>Kontaktaufnahme Medizintechnik, alternativ EICMED.</i>	
2.2	Ausfüllen des Störmeldeprotokolls	

<b>3.</b>	<b>Technische Hinweise</b>	
3.1	Sämtliche Start-/ Zieltemperaturen werden erfasst und gespeichert	

Datum	Name	Unterschrift	Eingewiesen von