


**Zu beachten:**

**ACHTUNG: Doppelbeutel entfernen!**


Schlauchenden  auf ein Minimum kürzen  
und wie auf den Piktogrammen dargestellt positionieren!

**Bei Fehlpositionierung Gefahr der Überhitzung!**



**ACHTUNG:**


Konserve darf nicht geknickt werden



Korrekte Wannengröße verwenden  
**Gefahr der Überhitzung!**

**ACHTUNG:**

Konserve muss formschlüssig anliegen



Korrekte Wannengröße verwenden  
**Gefahr der Überhitzung!**